

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Bioprótesis

Evolut™ PRO Válvula de 23 mm



Número de modelo:
EvolutPRO-23

Tamaño: 23 mm

Diámetro de anillo
aórtico:
18-20 mm

Evolut PRO Válvula de 26 mm



Número de modelo:
EvolutPRO-26

Tamaño: 26 mm

Diámetro de anillo
aórtico: 20-23 mm

Evolut PRO Válvula de 29 mm



Número de modelo:
EvolutPRO-29

Tamaño: 29 mm

Diámetro de anillo
aórtico: 23-26 mm

Evolut™ R Válvula de 34 mm



Número de modelo:
EvolutR-34

Tamaño: 34 mm


Diámetro de anillo
aórtico: 26-30 mm

Sistema de montaje EnVeo™ PRO 23 mm TAV



Número de modelo: L-ENVPRO-1623

Sistema de montaje EnVeo PRO Evolut PRO 26, 29 mm TAV Evolut R 34 mm TAV



Número de modelo: L-ENVPRO-16

Sistema de catéter de liberación EnVeo PRO con introductor InLine Equivalente a 16 Fr



Diámetro externo equivalente a 16 Fr

Introduccioner InLine = 30 cm

Longitud útil = 107 cm

7,7 cm

Número de modelo: ENVPRO-16

Bioprótesis

Evolut R Válvula de 23 mm



Número de modelo:
EvolutR-23

Tamaño: 23 mm
Diámetro de anillo
aórtico:
18-20 mm

Evolut R Válvula de 26 mm



Número de modelo:
EvolutR-26

Tamaño: 26 mm
Diámetro de anillo
aórtico: 20-23 mm

Evolut R Válvula de 29 mm



Número de modelo:
EvolutR-29

Tamaño: 29 mm
Diámetro de anillo
aórtico: 23-26 mm

Sistema de montaje

Sistema de montaje EnVeo PRO

23, 26, 29 mm TAV




Número de modelo: L-ENVPRO-14

Catéter

Sistema de catéter de liberación EnVeo PRO con introductor InLine

Equivalente a 14 Fr



Número de modelo: ENVPRO-14

Medtronic

Europa

Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Teléfono: +41 (0)21 802 70 00
Telefax: +41 (0)21 802 79 00

España

Medtronic Ibérica S.A.
Calle María de Portugal nº11
ES-28050 Madrid
www.medtronic.es
Teléfono: +34 91 625 04 00
Telefax: +34 91 650 74 10

UC201710225bES © Medtronic 2017.
Quedan reservados todos los derechos. Impreso en Europa

medtronic.es